

仕様書

1 購入物品件名と台数

- ・ 自動体外式除細動器（AED本体及び付属品） 11 式
- ・ AED収納ボックス（壁掛け型） 1 台

2 納入場所

別紙「AED納入場所等一覧」のとおり

3 AEDの種類及び数量

種類・数量	内 容
<p>AED本体</p> <p style="text-align: center;"><u>11台</u></p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>【参考機種】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 日本光電 AED-3100 カルジオライフ ● フィリップス ハートスタートFRx+e <p>※上記の機種と同等の機種を納入しようとする場合は、機能・諸元証明書を提出すること。</p> </div> <p>①二相性波形除細動器であること。</p> <p>②5年以上の長期の使用に耐えうる機器であること。</p> <p>③薬事法に基づく厚生労働大臣の承認を受けた医療機器であること。</p> <p>④日本版救急蘇生ガイドライン 2020 に対応している機器であること。</p> <p>⑤毎日、AED本体、電極パッド及びバッテリーについてセルフテストを行い、不具合等について警告する機器であること。</p> <p>⑥電極パッドは、本体に接続された状態で本体内に保管されている機器であること。</p> <p>⑦電極パッドは、成人用と小児用が兼用で使用できること。</p> <p>⑧バッテリー方式で作動するものとし、バッテリーは、待機状態で充電又は電池交換をすることなく、少なくとも4年は使用できるものであること。</p> <p>⑨初回の電気ショックは、成人に対しては150Jとし、小児に対しては50Jであること。</p> <p>⑩AED本体の防塵及び防水の外装保護は、IP55以上の規格であること。</p> <p>⑪動作・待機時の温度条件は0℃～50℃の範囲以上であること。</p> <p>⑫AEDの使用方法について、AED本体に日本語による音声ガイダンス及び胸骨圧迫のリズム音流れることにより、AEDの使用方法和心肺蘇生をサポートする機能を有すること。</p> <p>⑬パッド装着時に、AED本体でパッドが装着されていることが確認できること。</p> <p>⑭消耗品の交換時期（使用期限やバッテリー残量等）、本体の状況等を遠隔監視し、異常があれば設置施設の管理者に電子メールで通知する機能を有するとともに、納入業者側でもその状態をWEB上で集中管理できる機能を有するものであること。なお、遠隔監視機能の保証期間はAED本体の保証期間に準ずること。</p> <p>⑮AED本体の保証期間は5年以上であること。</p> <p>⑯保証期間内に故障等が生じた場合は、AEDの管理者の通報から24時間以内に設置場所へ訪問のうえ、交換、修理など適切な対応をすること。また、導入年月・故障時の連絡先を記載したラベルを適切な場所（カ所）に貼り付けること。</p> <p>⑰引き続き利用する既存のAED収納ボックス（スタンド型・壁掛け型）に収納できるAEDであること。（別紙「AED納入場所等一覧」の「収納ボックスの型番・サイズ」欄を参照。</p>

<p>付属品</p> <p>11セット</p>	<p>本体に付属する装置等は、次のとおりとする。(1台につき)</p> <p>①バッテリー 1個</p> <p>②電極パッド 2組</p> <p>③小児用キー 1個 ※</p> <p>※小児用キー以外の方式により、小児モードその他小児への使用のための切替を行う機種で、当該切替えのために必要な付属品があるときは、当該付属品一式。付属品を要さずに切替を行う機種の場合は不要。</p> <p>④専用キャリングケース 1個</p> <p>⑤救急セット 1セット</p> <p>タオル、ハサミ、感染防止用手袋、蘇生用マウスピース(人工呼吸シート可)、体毛を取り除くもの、ペーパーナプキン(タオル又はガーゼ可)を含むものであること。</p> <p>⑥その他標準的な付属品(AED設置シール等)</p> <p>⑦上記①から⑥までの付属品について、本体の保証期間内に使用期限が終了する場合は、使用期限前に各施設を訪問のうえ、無償で交換することにより品質を維持すること。また、使用後に交換が必要となった場合についても、無償で交換すること。</p>
<p>AED収納ボックス</p> <p>壁掛け型</p> <p>1台</p>	<p>新規に購入するAED収納ボックスは、壁掛け型(1台)とする。</p> <p>①納入するAED本体の設置用に製造された製品であり、AEDの設置期間中における安全性及び耐久性を有する金属性の製品であること。</p> <p>②収納ボックスからAEDを取り出した時に、周囲にAEDの使用を知らせる警報が鳴ること。</p> <p>③AEDを専用キャリングケースに入れたまま収納できるものであること。</p> <p>④収納ボックスの電源は、電池を利用すること。また、電池は、容易に交換できること。</p> <p>⑤屋外設置用壁掛け型収納ボックスについては、IP55相当以上の防水構造であり、AED設置部分は断熱材入りの二重構造であること。</p> <p>⑥設置工事に当たっては、設置する壁の状態にあわせ、落下しないよう十分な設置強度を有すること。また人や物の衝突事故を防止するため、コーナー部に保護材等を使用し、十分に安全を確保すること。</p>

4 物品の納入等

- (1) 納入業者は、AED本体、付属品及びAED収納ボックスを使用可能な状態に調整し、その費用(設置に要する費用及び現在設置されているAED収納ボックス、AEDの撤去・処分費用を含む。)を負担すること。
- (2) 納入及び設置は、令和7年9月30日(火)までに完了すること。
- (3) 納入日及び設置場所については、施設管理者側と事前に打ち合わせをすること。(別紙「AED納入場所等一覧」の「納入時連絡先」欄参照)
- (4) AED納入時に各施設職員に対し、取扱説明(設置後の日常点検及び管理の仕方の説明を含む。)を実施すること。
- (5) 納入に当たって発生したごみ、不要となったAED、収納器具等は、納入業者が責任をもって処分を行うこと。

5 その他

AEDのバッテリー及び電極パッドの使用期限については、使用期限の1月前から2月前までの間に、各設置施設に書類又は電話で知らせること。なお、本体の保証期間経過後に使用期限を迎えるものについては、保証期間の最終月に書類又は電話で知らせること。

【問合せ先】

医療政策課 政策医療グループ 渡邊
TEL : 087-832-3256

AED納入場所等一覧

(別紙)

No	設置施設	設置予定場所		AED購入 台数	AED収納ボックス利用						直置き 台数	既存収納ボックス又は 既存AEDの撤去・処分		納入時連絡先 (電話・所属名・担当者)	
					既存収納ボックス利用			壁掛け型購入		屋外設置用壁掛け型購入					
					台数	備考	収納ボックスの型番・サイズ	台数	備考	台数					備考
1	情報通信交流館	4階受付横	高松市サンポート2番1号	1	1	壁掛け型	高52cm* 横40cm* 奥15cm						有	AEDの処分	087-822-0111 情報通信交流館 維持管理担当 釜野
2	園芸総合センター	実習館トイレ前(屋外・ひさしの下)	高松市香南町岡1164-1	1				1	固定工事必要				有	AED及び収納ボックス(壁掛け)の処分	087-879-7355 園芸総合センター 三原
3	三本松高等学校	正面玄関前ピロティ(屋外・ひさしの下)	東かがわ市三本松1500-1	1	1	スタンド型	AED110KB						有	AEDの処分	0879-25-4147 三本松高校 主任 黒田
4	三木高等学校	全日制職員室北側出入口横	木田郡三木町大字平木750番地	1	1	スタンド型	三和製作所 AED収納ボックススタンド付 101-234						有	AEDの処分	三木高等学校・小椋 087-891-1100
5	坂出商業高校	西校舎2階廊下(被服準備室前)	坂出市青葉町1-13	1	1	壁掛け型	フクダ電子 M3K-1009 COMPACT						有	AEDの処分	坂出商業高校 柳原 TEL 0877-46-5671
6	坂出工業高等学校	府中湖(カヌー艇庫内)	坂出市府中町川西1355-2	1	1	壁掛け型	収納BOXコンパクト M3K-1009COMPACT						有	AEDの処分	0877-46-5191 坂出工業高校 横川
7	石田高等学校	体育館西側出入口横(屋外・ひさしの下だが、西日があたる時間帯がある)	さぬき市寒川町石田東甲1065番地	1	1	壁掛け型	オムロン HDF-BX-1101						無		0879-43-2530 石田高等学校 金山
8	香川県総合運動公園	野球場	高松市生島町614番地	1	1	壁掛け型	W35cm × D15cm × H30cm						有	AEDの処分	087-881-0354 香川県総合運動公園 水田
9		サッカー・ラグビー場		1								1	有	AEDの処分	
10	香川県立丸亀競技場	エントランス 事務所 屏横	丸亀市金倉町830	1									有	AEDの処分	0877-21-5800 香川県立丸亀競技場 藤田
11	香川県立総合水泳プール	25mプール監視室内	高松市御殿町1585-1	1									有	AEDの処分	087-885-3510 香川県立総合水泳プール 福田
計				11	7			1		0		3			