

画像診断ワークステーション等保守点検業務仕様書

- 1 委託業務名 画像診断ワークステーション等保守点検業務
- 2 業務期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
- 3 業務の目的
香川県中讃保健福祉事務所富士画像診断ワークステーション（FUJIFILM DR CALNEO SMART）及び関連機器一式について保守点検を行うものとする。
- 4 対象機器及び内容
 - (1) 下記の点検機器等について、別紙点検項目に基づく点検整備作業を年1回実施し、動作確認を行うこと。

保守点検機器等
 - ・ FUJIFILM DR CALNEO SMART S47
 - ① 専門技術員が一貫してフルメンテナンスを計画・実施すること。
 - ② 画像品質校正（キャリブレーション）を行うこと。
 - ・ DR CALNEO flex（APキット）
 - ・ C@RNACORE サーバ
 - ・ C@RNACORE クライアント
 - ・ その他画像診断装置関連機器
 - (2) 部品交換
取扱説明書に準じて、定期交換部品の交換を行うこと。
 - (3) フラットパネル保証
FUJIFILM DR CALNEO SMART S47については、外部起因故障（事故／落下等）の場合、パネル1枚あたり各年1回まで交換保証すること。
 - (4) 定期点検調整費等
保守契約には定期点検調整費用、出張費用を含むこと。
- 5 報告書の提出
作業を実施した場合は、その都度、完了報告書を作成し提出すること。
- 6 その他
 - ・ 対象機器の故障、不具合が発生した場合には、迅速に対応すること。
（管内での巡回診療時において発生した場合も含む）
 - ・ 実施時期については、中讃保健福祉事務所の担当者と協議の上、決定する。

点検項目

(1) C@RNACORE PC

- ・機能維持 HDD/SSD、光学ドライブ（内臓）、メモリ、ファン、装置内部、バックアップ用バッテリー、マウス/キーボード、LCD、（外付け）画像表示機能、設定のバックアップ/日付時刻設定
- ・安全性 供給電源、電源プラグ、/テーブルタップ、無停電電源

(2) C@RNACORE System

- ・機能維持 他装置との接続、画像の転送、画像の保管メディア書き込み

(3) CALNEO Smart（パネルユニット）

- ・機能維持 パネルユニット、X線発生装置との環境/SmaartSwitchの状態、SEケーブルコネクタ、メモリ撮影機能、各LED（識別バッテリー、各ステータス、バッテリーパック、衝撃センサー無線通信状態
- ・画像維持 キャリブレーション、画像確認

(4) MC

- ・機能維持 エラーログ

(5) System

- ・機能維持 エラーログ、各装置間の接続確認、無線通信状態の確認
表示画像の確認、装置起動及び終了

(6) その他画像診断装置関連機器等

- ・機能維持 エラーログによる動作記録
- ・安全性
- ・画像確認